



PRODUKTŲ GIDAS

eLens 1 Day, eLens 1 Month, eLens 3 Months, eLens Multi Purpose Solution ir eLens Aqua Comfort Rewetting Drops

Minkšti hidrogeliniai kontaktiniai lęšiai ir jų priežiūros priemonės

eLens 1 Day

Vienadieniai kontaktiniai lęšiai



Vienadieniai minkšti hidrogeliniai kontaktiniai lęšiai užtikrina išskirtinį drėkinimą, puikų deguonies pralaidumą ir lengvą naudojimąsi.

Šie kontaktiniai lęšiai yra minkšti, juos sudaro **55 proc. vandens**, todėl jie natūraliai gerina ašarų cirkuliaciją ir užtikrina maksimalų komfortą visą dieną. Centre lęšis yra plonesnis, todėl geriau praleidžiamas deguonis ir akys gali „kvėpuoti“ laisvai, o specialus lęšio dizainas užtikrina idealų jo prisitaikymą prie ragenos ir stabilesnį vaizdą.

Kadangi lęšiai pagaminti iš labai kokybiškos hidrogelio medžiagos, užtikrinamas ne tik puikus deguonies pralaidumas ir drėkinimas - ši ypatinga medžiaga neleidžia lęšiui per daug priglusti ir išsausėti akiai.

Dėl **asferinių** savybių šie lęšiai gerina regėjimą ir yra tinkami pradiniam **astigmatizmui** koreguoti.

Lęšiai yra neryškus **melsvo atspalvio**, todėl juos įsidėti išties paprasta ir patvyrusiems kontaktinių lęšių nešiotojams, ir naudojančioms lęšius pirmą kartą.

Dėl **UV filtro** lęšiai saugo akis nuo žalingo ultravioletinių spindulių poveikio.

Šie kontaktiniai lęšiai yra skirti **nešioti dienos metu ir yra keičiami kasdien**, todėl jų nereikia papildomai prižiūrėti ir naudoti lęšių valymo priemonių.

PARAMETRAI

Medžiaga	Ocufilcon D
Vandens kiekis	55%
Bazinė kreivė	8,60
Diametras	14,2
Centro storis	0,06
Dioptrijų diapazonas	nuo -0,75 iki -7,00
Nešiojimo trukmė	1 diena



eLens 1 Month

Mėnesiniai kontaktiniai lęšiai



Kas mėnesį keičiami minkšti hidrogeliniai kontaktiniai lęšiai skirti kasdieniam nešiojimui (išsiimant nakčiai).

Lęšiai yra gaminami iš aukštos kokybės hidrogelio medžiagos, todėl jiems būdingas išskirtinis drėkinimas ir deguonies pralaidumas. Taip pat ši medžiaga neleidžia lęšiui pernelyg priglusti (prilipti) prie akies, užtikrina jo patvarumą, ypatingą lankstumą, prisitaikymą prie akies, atsparumą baltymų apnašoms bei apsaugą nuo išsausėjimo. Dėl šių savybių lęšiai ypač tinka kenčiantiems nuo „sausų akių“ efekto.

Labai vandeningas hidrogelis bei suplonėjimas lęšio centre užtikrina teisingą ragenos funkcionavimą. Lęšių krašteliai **ploni ir užapvalinti**, todėl lęšius patogiu ir lengva naudoti.

Dėl **asferinių** savybių šie lęšiai pagerina regėjimą ir yra tinkami pradiniam **astigmatizmui** koreguoti.

Lęšiai yra neryškaus **melsvo atspalvio**, todėl juos įsidėti išties paprasta ir patvursiems kontaktinių lęšių nešiotojams, ir naudojančioms lęšius pirmą kartą.

Dėl **UV filtro** lęšiai saugo akis nuo žalingo ultravioletinių spindulių poveikio.

Šie lęšiai ne tik užtikrina nepriekaištingą regėjimą, bet ir suteikia gaivumo, komforto ir drėgmės pojūtį visą dieną.

PARAMETRAI

Medžiaga	Ocufilcon D
Vandens kiekis	55%
Bazinė kreivė	8,60
Diametras	14,2
Centro storis	0,06
Dioptrijų diapazonas	nuo -0,75 iki -7,00
Nešiojimo trukmė	1 mėnuo
Nešiojimo režimas	Dieninis



eLens 3 Months

3 mėnesių kontaktiniai lęšiai



Kas tris mėnesius keičiami minkšti hidrogeliniai kontaktiniai lęšiai skirti kasdieniam naudojimui (išsiimant nakčiai).

38 proc. vandeningumas ir ypatinga lęšių medžiagos sudėtis suteikia maksimalų komforto jausmą bei drėkinimą visą dieną.

Dėl kokybiškų medžiagų ir griežčiausios gamybos technologijos lęšis yra idealiai elastingas, ilgaamžiškas ir pasižymi optiniu stabilumu, taip pat yra atsparus baltyminėms apnašoms.

Dėl specialaus lęšių dizaino bei **plonų ir užapvalintų kraštelių**, lęšius patogų ir lengva naudoti, jie neslysta ir idealiai prisitaiko prie ragenos. Taip pat užtikrinama optimali ašarų cirkuliacija ir deguonies kiekis.

Dėl **asferinių** savybių šie lęšiai pagerina regėjimą ir yra tinkami pradiniam **astigmatizmui** koreguoti.

Lęšiai yra neryškaus **melsvo atspalvio**, todėl juos įsidėti išties paprasta ir patyrusiems kontaktinių lęšių nešiotojams, ir naudojančioms lęšius pirmą kartą.

Dėl **UV filtro** lęšiai saugo akis nuo žalingo ultravioletinių spindulių poveikio.

PARAMETRAI

Medžiaga	Polymacon
Vandens kiekis	38%
Bazinė kreivė	8,60
Diametras	14,0
Centro storis	0,07
Dioptriju diapazonas	nuo -0,75 iki -7,00
Nešiojimo laikas	3 mėnesiai
Nešiojimo režimas	Dieninis



eLens Multi-Purpose Solution



Daugiafunkcinis lęšių tirpalas

Daugiafunkcinė lęšių priežiūros priemonė eLens tinka visų tipų minkštųjų lęšių priežiūrai, nereikalauja mechaninio lęšių valymo.

Tirpalo pH 7,4 artimas žmogaus ašarų pH, todėl nedirgina net ir jautriausių akių.

Lęšių priežiūros tirpalas susideda iš šešių aktyvių komponentų, kurių kiekvienas atlieka skirtingą funkciją ir užtikrina visapusišką lęšių priežiūrą:

- *valo ir saugo,*
- *dezinfekuoja (efektyviai eliminuoja daugiau nei 99,9 proc. bakterijų bei mikroorganizmų),*
- *drėkina,*
- *skalauja,*
- *pašalina baltymines nuosėdas (mechaniškai nevalant lęšių)*

Galimi du lęšių valymo ir dezinfekavimo būdai naudojant daugiafunkcinį lęšių tirpalą eLens:

1. Valymas be skalavimo ir mechaninio šveitimo. Lęšiai, visiškai apsemti tirpalo eLens, paliekami specialiame lęšių dekliuke visai nakčiai arba mažiausiai 6 valandoms.

2. Greitasis valymas. Lęšiai apie 10 sekundžių valomi tirpalu eLens juos švelniai trinant ir visiškai apsemtus paliekant skystyje dar bent 5 minutėms. Po šios „operacijos“ lęšiai vėl būna paruošti naudojimui.

Sudēti:

Poliheksametileno biguanidas (PHMB)
Dinatrio edatatas (EDTA)
Poloksameras
Boro rūgštis
Natrio chloridas
Natrio boratas
Hidroksipropilo metilceliulozē



eLens Aqua Comfort Rewetting Drops



Akių lašai

▮ Akių lašai *eLens* iškart suteikia komfortą ir atgaivina pavargusias bei sausas akis.

Natūralioms ašaroms artimas pH ir necitotoksinės medžiagos užtikrina ypač švelnią akių apsaugą.

Speciali akių lašų formulė **mažina akių sausumą bei sudirgimą**, kurio priežastis gali būti dulkės, pervargimas ir oro tarša, taip pat **užtikrina maksimalų kontaktinių lęšių nešiojimo komfortą** visą dieną.

Šie drėkinamieji akių lašai tinka **visų tipų minkštų kontaktinių lęšių nešiotojams**. Jie nesukelia alergijos ir prailgina kontaktinių lęšių naudojimą, nes sudėtyje nėra konservantų.

Akių lašai *eLens* leis apsaugoti akis nuo išsausėjimo visą dieną netgi būnant ypač šiltose ir sausose patalpose.

Sudēti:

Nātrio chlorīdas
Boro rūgšti
Boraksas
Poliheksametilēno biguanīdas (PHMB)
Poloksameras
Dinātrio edatātas (EDTA)
HPMC
Nātrio hialuronātas





Įgaliotasis atstovas Lietuvoje

UAB „Orientis“

Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius

Tel. (+370 5) 248 73 53

Faks. (+370 5) 278 4498

info@elens.eu

www.elens.eu

CE 0434